



Hans Hirschmann, MPH
Institut für Krankenhaushygiene
und Infektionsvorsorge

Carinagasse 47 | 6800 Feldkirch
T +43 (0)5522 303-4090
F +43 (0)5522 303-764090
hans.hirschmann@lkhf.at | www.lkhf.at

Flächen- und Instrumentendesinfektionsmittel, welche aktuell in den Vorarlberger Landeskrankenhäusern verwendet werden

Flächendesinfektion

| Produkt | Wirkstoffbasis | Anwendung | Einwirkzeit |
|--|------------------------------------|------------|-------------|
| TPH Protect | Quaternäre Ammoniumverbindungen | 0,5 % | 1 Stunde |
| Descosept pure | Ethanol | Unverdünnt | 1 Minute |
| Acryl Des (nur bei empfindlichen Oberflächen, z. B. Inkubator, Ultraschallköpfe, ...) | Quaternäre Ammoniumverbindungen | Unverdünnt | 1 Minute |

Instrumentendesinfektion

| Produkt | Wirkstoffbasis | Anwendung | Einwirkzeit |
|-----------------------|--|-----------|-------------|
| Sekusept plus | Glucoprotamin | 1,5 % | 1 Stunde |
| | | 2,5 % | 30 Minuten |
| | | 4,0 % | 15 Minuten |
| Sekusept aktiv | Natriumpercarbonat, nichtionische Tenside, Phosphonate | 1 % | 1 Stunde |
| | | 2 % | 15 Minuten |
| Gigasept ff | Aldehyde | 3% | 1 Stunde |

Feldkirch, am 24. 03. 2017