

Anfordernde Abteilung:

Materialanforderung – Institut für Pathologie, Feldkirch	
Einsendegefäße - Zytologie	Anzahl
ThinPrep incl. Brush für Gyn.Zytologie	
ThinPrep für klinische Zytologie	
ThinPrep CytoLyt (Schilddrüse, HNO oder andere blutige Proben)	
Einsendegefäße – molekulare Erregerdiagnostik	
HPV-PCR (CerviCollect, Abbott)	
Chlamydien/GO-PCR (MultiCollect, Abbott)	
Universalabstrich mit Flüssigtransportmedium/e-Swab (Copan) (über Zentralmagazin)	
Einsendegefäße - Serologie	
QuantiFERON TB Gold Plus - Blutabnahmeröhrchen (Qiagen)	
Einsendegefäße - Mikrobiologie (Spezifische Informationen...)	
Kleines Universalröhrchen, steril (Greiner)	
Großes Universalröhrchen/Sputumröhrchen, steril (nerbe plus)	
Stuhlröhrchen, unsteril (nerbe plus)	
Portagerm pylori/PORT-PYL (bioMérieux)	
Mini Parasep SF für Stuhlparasiten (Apacor)	
Röhrchen mit Puffer zur Mykobakteriendiagnostik aus Magensaft	
Universalabstrich mit Flüssigtransportmedium/e-Swab (Copan) (über Zentralmagazin)	
Urinmonovette mit Borsäurestabilisator (Sarstedt) (über Zentralmagazin)	
Versandtaschen	
Versandtaschen groß	
Versandtaschen klein	

Wir bitten ab sofort um schriftliche Bestellung der Materialien. Per E-Mail an: fpatho6@vlkh.net, per Fax an: 05522-303-7538.

Spezifische Informationen (Mikrobiologie-Hinweise zur Probenentnahme, Mini Parasep SF und QuantiFERON TB Gold Plus) finden Sie auf der [Homepage des Instituts für Pathologie unter Informationen für Ärzte....](#)