


Klinische Pathologie Serologie Mo – Fr.: 7³⁰ bis 16⁰⁰	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH <i>Akademisches Lehrkrankenhaus</i> Institut für Pathologie Vorstand: Prim. Univ.-Doz. Dr. Felix Offner	Tel. 05522 303 3440 Fax 05522 303 7584 e-mail serologie@lkhf.at home-page: http://www.lkhf.at 15.02.2022 OA Dr. Richard Stockinger Biomed. Analytikerin V. Geiger
--	---	--


Blutabnahme für QuantiFERON-SARS-CoV-2 Test

1. **Probenabnahme: Mo – Do;**
Probenannahme: Mo – Do: 07:30 bis 16:00
Am Freitag, Samstag, Sonntag und an Werktagen vor einem Feiertag bzw. auch an halben Arbeitstagen (z.B. Faschingsdienstag) sind keine Probenannahmen möglich! Proben idealerweise innerhalb von 3 Stunden ins Labor senden. Innerhalb von 12 Stunden müssen die Proben eingelangt sein!
2. **Jedes Blutröhrchen und Infektionsserologischen Begleitschein korrekt beschriften (Datum, Uhrzeit!).**
3. **Blutabnahme: 1,0 ml in jedes der vier Blutröhrchen** (zur Orientierung schwarze Markierung), Röhrchen bei Raumtemperatur lagern!



4. **Mischen Sie die Röhrchen durch 10-maliges Kippen**, sodass das an der Röhrcheninnenwand aufgetragene, getrocknete TB-Antigen vollständig mit Blut vermischt wird.

Zu heftiges Schütteln kann den Gelpfropf zerstören und zu fehlerhaften Ergebnissen führen!



5. **Versand:** Blutröhrchen wie üblich (mit Rohrpost, Hol- und Bringdienst oder Versandtaschen per Post oder Kurier, etc.) verschicken.