

Anfordernde Abteilung:

Materialanforderung – Institut für Pathologie, Feldkirch	
Einsendegefäße - Zytologie	Anzahl
ThinPrep incl. Combi-Brush für Gyn. Zytologie 	
ThinPrep incl. Broom für Gyn. Zytologie 	
ThinPrep incl. Spatel + Bürste für Gyn. Zytologie	
ThinPrep für klinische Zytologie	
ThinPrep CytoLyt (Schilddrüse, HNO oder andere blutige Proben)	
Einsendegefäße – molekulare Erregerdiagnostik	
HPV-PCR (ThinPrep incl. Brush oder Broom)	
Chlamydien/GO-PCR (MultiCollect, Abbott)	
Universalabstrich mit Flüssigtransportmedium/e-Swab (Copan) (über Zentralmagazin)	
Einsendegefäße - Serologie	
QuantiFERON TB Gold Plus - Blutabnahmeröhrchen (Qiagen)	
Einsendegefäße - Mikrobiologie (Spezifische Informationen...)	
Großes Universalröhrchen/Sputumröhrchen, steril (nerbe plus)	
Stuhlröhrchen, unsteril (nerbe plus)	
Portagerm pylori/PORT-PYL (bioMérieux)	
Röhrchen mit Puffer zur Mykobakteriendiagnostik aus Magensaft	
Universalabstrich mit Flüssigtransportmedium/e-Swab (Copan) (über Zentralmagazin)	
Urinmonovette mit Borsäurestabilisator (Sarstedt) (über Zentralmagazin)	
Versandtaschen	
Versandtaschen groß	
Versandtaschen klein	
Versandtaschen Quantiferon	

Wir bitten ab sofort um schriftliche Bestellung der Materialien. Per E-Mail an: fpatho6@vlkh.net.

Spezifische Informationen (Mikrobiologie-Hinweise zur Probenentnahme und QuantiFERON TB Gold Plus) finden Sie auf der [Homepage des Instituts für Pathologie unter Für Einsender:innen](#)

Erstellt am: 22.01.2026	Version: 3
Erstellt von: Carolin Thurnher	
Freigegeben von: FÄ Dr. Susanna Neumayer	Seite 1 von 1